



“L'AUDIOMETRIE  
POUR TOUS,”

# AUDIOSMART

NOUVELLE GÉNÉRATION D'AUDIOMÈTRE DE DIAGNOSTIC

CA/CO



# AUDIOSMART

## NOUVELLE GÉNÉRATION D'AUDIOMÈTRE DE DIAGNOSTIC CA / CO / VC

Test réalisable depuis l'appareil ou en connexion PC

La nouveauté de cet audiomètre réside dans son mode de fonctionnement : à la fois portable pour le mode ambulatoire ou en fixe connecté sur un ordinateur. L'Audiosmart permet de réaliser une audiométrie complète de spécialiste : l'audiométrie tonale (aérienne et osseuse) et l'audiométrie vocale. Cet appareil est parfaitement adapté aux médecins ORL et audioprothésistes.

**Portable/Mobile :** avec sa mallette de transport il est possible d'utiliser l'Audiosmart dans beaucoup de situation (cabine d'audiométrie, cabinet...). Ultra léger, il tient facilement dans votre main. Grâce à son écran tactile, vous pouvez visualiser les résultats des tests directement sur l'écran et les analyser sans utiliser de papier.

**Informatisé :** connecté à votre ordinateur par liaison USB, vous pouvez piloter les tests depuis votre PC. Avec le logiciel Echosoftware vous pouvez consulter votre base de données, créer des fiches patient, exporter des données et les imprimer.

TYPE	Aérienne, Osseuse, Vocale
CASQUE AUDIOMÉTRIE	DD45, DD65, insert
VIBRATEUR OSSEUX	RadioEar B71
GAMME DE FRÉQUENCE	Aérienne : 125 à 12 000Hz Osseuse : 250 à 8 000Hz
INTENSITÉS	Aérienne : -10 à 100dB HL Osseuse : -10 à 70dB HL
FONCTIONNEMENT	Manuel ou Automatique
ALIMENTATION	Batterie lithium (5h d'autonomie)
TRANSPORT	Mallette (45x36x11 cm), 2kg
MASQUAGE CONTROLATÉRAL	Oui
BI CANAL	Oui
POIRE RÉPONSE PATIENT	Oui (en option)
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows et Mac
LOGICIEL	Echosoftware
SAUVEGARDE DONNÉES	Carte Mini SD (2000 audiogrammes)



- TACTILE
- AUTONOME
- INFORMATISÉ
- AÉRIENNE
- OSSEUSE
- VOCALE
- FACILE D'UTILISATION
- MANUEL
- AUTOMATIQUE